

DIRECTIVES D'ÉVALUATION DE LA DÉSHYDRATATION POUR LES VEAUX

Niveau de déshydratation	Comportement	Enfoncement du globe oculaire	Persistence du pli de peau
Aucune (<5 %)	Normal	Aucun	1 sec
Légère (6-8 %)	Légèrement déprimé	2-4 mm {1/8"}	2-4 sec
Modérée (8-10 %)	Déprimé	4-6 mm {3/16"}	4-6 sec
Sévère (10-12 %)	Comateux	6-8 mm {1/4"}	>6 sec

Source : Geof Smith, Département de la santé de la population et de la pathobiologie, North Carolina State University



PLI DE PEAU



Effectuez un test de persistance du pli de peau en pinçant la peau sur le cou et en tirant doucement pour former une tente. Lâchez puis comptez le nombre de secondes nécessaires pour que la peau revienne à la normale.

COMPORTEMENT



Recherchez des indices comportementaux dans le troupeau, comme un veau qui ne s'étire pas lorsqu'il se lève. Surveillez les veaux aux oreilles tombantes. Une vache qui braille pour un veau ou qui montre un pis plein, indique que le veau ne tète pas. Surveillez les veaux qui semblent léthargiques ou déprimés.

YEUX



Pour évaluer si un veau a les yeux enfoncés, regardez l'espace entre la paupière inférieure et le globe oculaire. Plus l'espace est large, plus le veau est déshydraté.

ÉQUILIBRE



Soyez à l'affût des veaux qui titubent ou qui ont un mauvais équilibre.

TEMPÉRATURE



Soyez conscient du lien entre la déshydratation et l'hypothermie. La température normale est de 38-39 °C.

TÉTÉE



Faites attention aux veaux avec un réflexe de tétée faible ou arythmique.

